

Dane techniczne MUSE™ NX R2

Minimalne zalecane wymagania sprzętowe

MUSE NX R2

Serwer aplikacji MUSE (zdalna lub lokalna konfiguracja bazy danych)

Procesor	2 rdzeniowy procesor lub równoważny pod względem wydajności (lokalna baza danych) 2 rdzeniowy procesor lub równoważny pod względem wydajności (zdalna baza danych)
Pamięć serwera	8 GB RAM (zdalna baza danych) 16 GB RAM (lokalna baza danych)
Dysk(i) twardego serwera	80 GB dostępnej przestrzeni (lokalna baza danych) 40 GB dostępnej przestrzeni (zdalna baza danych)
Napęd nośników serwera	DVD-ROM
Karta sieciowa serwera	System powinien zapewniać minimalne specyfikacje dla serwera aplikacji i karty sieciowej serwera WWW: (100/1000 baseT) adapter sieci Ethernet (rekomendowane 1000)

Serwer MUSE na maszynie wirtualnej

Instalacja dla maszyn wirtualnych musi spełniać lub przekraczać fizyczne wymagania sprzętowe wymienione powyżej.

Serwer MUSE Web (fizyczny lub wirtualny)

Procesor	2 rdzeniowy procesor lub równoważny pod względem wydajności
Pamięć serwera	8 GB RAM
Dysk twardego serwera	20 GB dostępnej przestrzeni na dysku twardym

Stacja robocza MUSE Client

Procesor stacji roboczej	2 rdzeniowy procesor lub równoważny pod względem wydajności
Pamięć stacji roboczej	4 GB RAM (64 bit) 2 GB RAM (32 bit)
Dysk twardego stacji roboczej	16 GB dostępnej przestrzeni
Wymagania dotyczące nośników	Port USB 2.0
Karta sieciowa stacji roboczej	Gigabit (100/1000baseT) adapter sieci Ethernet

Serwer interfejsu MUSE CCG/HL7

Procesor serwera interfejsu CCG/HL7	4 rdzeniowy procesor 2,66 GHz lub równoważny pod względem wydajności
Pamięć serwera interfejsu CCG/HL7	4 GB RAM
Dysk twardego serwera interfejsu CCG/HL7	60 GB dostępnej przestrzeni
Wymagania dotyczące nośników	DVD-ROM.
Karta sieciowa interfejsu CCG/HL7	Gigabit (10/100/1000baseT) adapter sieci Ethernet

Serwer interfejsu MUSE CCG/HL7 na maszynie wirtualnej

Wymagania sprzętowe dla serwera wirtualnego muszą spełniać lub przekraczać fizyczne wymagania sprzętowe dla serwera.

Specyfikacje klienta sieci Web

Minimalna rozdzielczość wyświetlacza	1366 x 768
Klient sieci Web MUSE NX (przeglądarka i edytor) jest obsługiwany przez następujące przeglądarki (podano wersję minimalną)	Chrome 97 (preferowana), Internet Explorer 11, Edge 97, Safari 13

MUSE - pozostałe sprzęty (MUSE thick client WS, drukarka oraz serwer faksu)

Minimalna rozdzielczość karty graficznej	1280 x 1024
Minimalny rozmiar monitora klienta 17"	1280 x 1024
Minimalne parametry sprzętowe drukarki laserowej	Postscript poziom 2 i PCL5
Drukowanie sieciowe dokumentów generowanych przez system MUSE na drukarkach sieciowych	Postscript poziom 2 z oprogramowaniem Postscript firmy Adobe Drukarki lokalne i sieciowe w obsługiwanej infrastrukturze sieciowej.
Minimalne specyfikacje sprzętu faksowego	FAX (Klasa II Grupa 3)

Wymagania dotyczące oprogramowania

MUSE NX R2

Oprogramowanie serwera MUSE

Aplikacja MUSE jest kompatybilna z	Windows Server 2016 (x64) – Standard Windows Server 2019 (x64) – Standard
------------------------------------	--

Baza danych MUSE

Baza danych MUSE jest kompatybilna z	Serwer SQL 2016 (64 bit) Angielski – Standard oraz Enterprise Serwer SQL 2019 (64 bit) Angielski – Standard oraz Enterprise
--------------------------------------	--

Oprogramowanie MUSE Client

Stacja robocza MUSE Client jest kompatybilna z	Windows 10 (x64) – Professional oraz Enterprise
--	---